

01. सामग्री का विवरण और विनिर्देश/ Description & Specification of Store

मात्रा/ Quantity

Microscope for Biology Section strictly as per enclosed specification & Quantity mentioned in the Annexure.

दर केवल एफ.ओ.आर. बिधान नगर के आधार पर बतलाई जानी चाहिए// Rate should be quoted on F.O.R. Bidhannagar basis only.

वर्तमान जी.एस.टी की लागू दर (%) को स्पष्टतः दर्शाते हुए दर को उद्धृत किया जाना चाहिए एवं, निविदा के साथ जी.एस.टी पंजीयन

प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। (अंतिम पंजीयन प्रमाण पत्र भी कुछ वक्त के लिए इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा)/ Rate should be quoted clearly indicating applicable rate (%) of present GST and also submit copy of GST Registration Certificate along with the tender. (Provisional Registration Certificate will also serve the purpose for the time being)

दर पूर्णतः प्रति खंड के आधार पर ही बतलाई जानी चाहिए। दर सूचियों में शीघ्रतम सुपुर्दगी का समय उल्लिखित किया जाना चाहिए// Rate should be quoted strictly per piece basis only. Earliest Delivery Period must be mentioned in the quotations.

मोहरबंद कोटेशन, इन्हें प्रस्तुत करने की नियत तिथि के अगले कार्य दिवस पर 4 बजे अपराह्न में खोले जाएंगे// Scaled quotations shall be opened at 4 pm on the very next day of the due date for submission of quotations.

परिषद द्वारा किसी भी कारण से कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा। श्रुगतान हमारे द्वारा वस्तुओं के संतोषजनक निरीक्षण एवं उनकी सही हालत में प्राप्ति के बाद ही आपके बीजक की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा// No Advance shall be made by the Council for any reason whatsoever. Payment shall only be released after safe receipt and satisfactory inspection of the items at this end and within 30 days from the date of receipt of your invoice.

(नमूना: कोटेशन के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है/Sample may be submitted along with your quotation)



दूरभाष: 2357-0850/9347/48

जांच/
ENQUIRY

फैक्स: 091-033-2357-6008

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद/ NATIONAL COUNCIL OF SCIENCE MUSEUMS
(संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत/ Under Ministry of Culture)

भारत सरकार/ GOVT. OF INDIA

ब्लॉक-जीएन/BLOCK-GN, सेक्टर-V/ SECTOR-V, बिधाननगर/BIDHANNAGAR, कोलकाता/KOLKATA-700091

सेवा में/ To

संदर्भ सं./ Ref. No. I-18013/2//21(167)

नांक/Date: 13.12.2021

शीघ्र डाक
SPEED POST

PLEASE SEE REVERSE

प्रिय महोदय/ Dear Sirs,

नीचे मुद्रित नियमों व शर्तों के अनुसार हाशिए में दी गई सामग्री के लिए कृपया दिनांक _____ या उससे पहले अधोहस्ताक्षरी को संबोधित दो प्रतियों में अपने कोटेशन हमारी संदर्भ संख्या व तिथि के विधिवत उपरिअंकनयुक्त मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें।

Kindly submit on or before **29.12.2021**

your quotation in **DUPLICATE** in **SEALED COVER** for addressed to the undersigned with our reference number and date **DULY SUPERSCRIBED ON THE COVER** for the stores noted in the margin subject to the terms and conditions printed below:

हमारी संदर्भ संख्या व तिथि के विधिवत उपरिअंकन के बिना एवं मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत न करने पर निविदा-प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। / Tender Form if not submitted in sealed cover with our Reference No. and date duly superscribed will not be entertained.

विशेष नोट/ SPECIAL NOTE: अपना कोटेशन भेजते समय कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष रूप से उल्लेख करें/ While forwarding your quotation please mention specifically the following :-

(i) गुणवत्ता व निर्मिति/ Quality and make (ii) सुपुर्दगी अवधि/ Delivery period (iii) बैंक विवरण/ Bank details (iv) सुपुर्दगी या अन्य प्रभार, यदि कोई है, तो कोटेशन में अनिवार्यतः उल्लिखित हो, अन्यथा इसपर बाद में विचार नहीं किया जाएगा// Delivery or other charges, if any, must be mentioned in the quotation, otherwise this will not be considered later on.

यदि वस्तु/वस्तुओं का/के क्रयदेश दिया जाता है/दिए जाते हैं तो संग्रहालय के परिसर में सुपुर्दगी की जानी है। इसलिए संग्रहालय को शुल्क-मुक्त सुपुर्दगी किए जाने के आधार पर कोटेशन प्रस्तुत किया जाना चाहिए// The item(s) if ordered is/are to be delivered at the premises of the Museum. The quotation should, therefore, be submitted on the basis of delivery free to the Museums.

भवदीय/ Yours faithfully,

(K. Unnikrishnan)

Controller of Stores & Purchase

O/C

016

S. No.	Name of the Item	Specifications	Quantity Nos.
1.	Binocular Microscope 100X Make: Magnus, MLX-i PLUS/equivalent	<ul style="list-style-type: none"> • Binocular microscope for brightfield applications, ergonomic viewing angle of 30° of eyepiece tubes that can be swiveled either way for comfortable viewing angle of the operator, Inter-ocular distance range 48-75mm. • Eyepieces with 10x magnification, field of view: 20mm, focusable eyepieces with ± 5 diopter adjustment. • High contrast Plan-achromatic objectives 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 and 100x/1.25 oil, spring loaded 40x and 100x front optics, Anti-fungal treated optics. • Quadruple reverse nosepiece to accommodate 4 objectives precision click stops for easy rotation. • 6V /20 W halogen illumination integrated into the stand. Meets all international standards and safety standards (CE, ISO 9001). Universally adaptable power supply 100V-240 V/ 50 Hz). • ABBE Condenser with aspherical lens and iris diaphragm. • Long-Life Stage coating, specimen holder with spring clip, easy to read vernier scales for precise and fast repositioning of sample. • Coarse and fine focusing with safety stopper. • Microscope Upgradable for Photomicrography attachment, CCTV system and Digital Imaging Systems. 	04 Nos.
2.	Stereo Trinocular Microscope Make: Magnus, MSZ-TR/ equivalent	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom Ratio 1:7 • One time focus for all zoom magnifications • Ergonomic design for ease of operation • Built-in binocular tube with 10x focusable eyepieces. • Working distance 100 mm. • Superior optics for enhanced image flatness and contrast. • Built-in halogen illumination for transmitted light and incident light microscopy. • Upgradable for Photomicrography, CCTV Attachment and Digital Camera Attachment. 	02 Nos.
3.	Microscope Image Projection System (camera) Make: Magnus, MDC-05/ equivalent	USB based Camera Unit with Standard Optical Adapter (compatible to any Binocular or Trinocular Biological Microscopes and connectivity to USB-2 port of Desktop PC or Laptops, CCD Sensor: 1/4" Interline Transfer CCD, Active pixels (HxV): 752 x 582 (PAL), Sensitivity: < 1.0 Lux, Power supply: 5V DC via USB bus.	02 Nos.

